

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Contra Cd276/B7-H3 Para Citometría De Flujo - Q5Zpr3-2

Número de artículo: CM0008351

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD276/B7-H3 (SWISS: Q5ZPR3-2). Apto para citometría de flujo con reactividad cruzada en humanos y ratones. Ideal para estudios de puntos de control inmunitarios y análisis del microambiente tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano/ratón contra CD276/B7-H3
Observaciones/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; antígeno CD276
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-245 de la proteína CD276/B7-H3 humana (NP_079516.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso de la proteína	33kDa/52kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo