

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd276/B7-H3 Humano/De Ratón Para Citometría De Flujo - Q5Zpr3-2

Número de artículo: CM0008003

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD276/B7-H3 humano/de ratón, una molécula coestimuladora. Validado para citometría de flujo. Reconoce la isoforma 2 (Q5ZPR3-2). Adecuado para la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD276/B7-H3 humano/de ratón,
Observaciones/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	80381
ID del gen	80381
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-245 de CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso de la proteína	33 kDa/52 kDa/57 kDa
Envío	Bolsa de hielo