

Mab De Conejo Anti-Humano/Ratón Cd351/Fcamr Conjugado Con - Q8Wwv6

Número de artículo: CM0008189

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad contra CD351/FCAMR, conjugado con . Validado para citometría de flujo con muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de respuestas inmunes mediadas por receptores de IgA/IgM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Ratón CD351/FCAMR conjugado con
Notas/Alias	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83953
GeneID	83953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-450 de la proteína humana CD351/FCAMR (Q8WWV6-1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WWV6
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo