

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Foxp3 Para Cf (Intra) - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0010070



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano/Ratón FOXP3 para citometría de flujo intracelular (CF intra). Reacciona cruzadamente con FOXP3 de humano y ratón. Adecuado para investigación de Treg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano/Ratón FOXP3
Notas/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano/Ratón
GeneID (humano)	50943
GeneID	50943
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXP3 humano/ratón (NP_054728.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZS1
Peso Molecular	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
Envío	Bolsa de hielo