

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 5 Humana/De Ratón (Itga5/Cd49E) Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P08648

Número de artículo: CM0004140



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la integrina alfa-5 humana/de ratón (ITGA5, CD49e), validado para citometría de flujo. Funciona como receptor de fibronectina involucrado en la adhesión celular. Adecuado para investigación IVD y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Integrina alfa 5 Humana/de Ratón (ITGA5/CD49e) conjugado con
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3678
ID del Gen	3678
Inmunógeno	Proteína recombinante de alfa 5 humana/de ratón (ITGA5/CD49e)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08648
Peso Molecular de la Proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo