

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Pdgfra (Cd140A) Para Fc - P16234

Número de artículo: CM0011547



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que se dirige al dominio extracelular de PDGFR α (CD140a) humano/ratón. Validado para citometría de flujo (FC). Reacciona con humano, ratón. Ideal para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Ratón PDGFR α /CD140a
Observaciones/Alias	PDGFRA; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFRA; receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas
Especie	Humano
GeneID (humano)	5156
GeneID	5156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-524 del PDGFR α humano (NP_006197.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16234
Peso proteico	24kDa/82kDa/122kDa
Envío	Bolsa de hielo