

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Pdgfra/Cd140A Para Fc - P16234

Número de artículo: CM0010095



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra PDGFR α /CD140a humano/ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la señalización de PDGF en desarrollo, cicatrización de heridas e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Ratón PDGFR α /CD140a
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5156
ID de gen	5156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-524 de PDGFR α humano (NP_006197.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16234
Peso proteico	24kDa/82kDa/123kDa
Envío	Bolsa de hielo