

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Foxp3 Humano/Ratón/Mono Para Citometría De Flujo - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0009820



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra FOXP3, validado para citometría de flujo intracelular en humanos, ratones y macacos cangrejeros. Ideal para la identificación de Treg y estudios de función inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FOXP3 humano/ratón/mono
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano
ID de gen	50943
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXP3 humano (NP_054728.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Macaco cangrejero
SWISS	Q9BZS1
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo