

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Foxp3 Humano/Ratón/Mono Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0010523



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para FOXP3 humano, de ratón y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para investigación de Treg y estudios de homeostasis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FOXP3 humano/ratón/mono
Observaciones/Alíase	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano
GenelD (Humano)	50943
GenelD	50943
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXP3 humano (NP_054728.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Macaco cangrejero
SWISS	Q9BZS1
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo