

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ing3 Para Wb Y Elisa - Q9Nxr8

Número de artículo: CM0024792



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ING3 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta ING3, una subunidad del complejo NuA4, que apoya la investigación sobre cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ING3 Rabbit pAb
Notas/Alias	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
Especie	Humano
GeneID	54556
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de ING3 humano (NP_938008.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXR8
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo