


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kiaa0101 Para Wb Y Elisa - Q15004

Número de artículo: CM0013544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KIAA0101 humano (PAF15), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para aplicaciones de investigación sobre reparación del ADN, ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-KIAA0101
Observaciones/alias	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	9768
ID del gen	9768
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-111 de KIAA0101 humano (NP_055551.1))
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q15004
Peso molecular de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo