


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Megalin/Lrp2 Para If-P Y Fc (Intra) - P98164

Número de artículo: CM0009403



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que dirige a Megalin/LRP2 humana. Validado para inmunofluorescencia en secciones de parafina (IF-P) y citometría de flujo intracelular (FC). Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de endocitosis, reabsorción renal y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Megalin/LRP2 humana
Observaciones/Alias	LRP2, DBS, GP330, proteína 2 relacionada con el receptor de LDL
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 4446-4655 de la Megalin/LRP2 humana (NP_004516.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98164
Peso proteico	521kDa
Envío	Bolsa de hielo