

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Ige De Mono (Acm) - Ige

Número de artículo: CM0005502

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IgE de macaco cínomolgo, producido utilizando inmunógeno de proteína de fusión recombinante. Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo en entornos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo contra IgE de mono
Observaciones/Alias	IgE; IGHE
Especie	Macaco cínomolgo
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-429 de la IgE de mono (EHH62331.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Macaco cínomolgo
Envío	Bolsa de hielo