

Conejo Anti-Ratón Cd10 Mab Para Fc - Q61391

Número de artículo: CM0007975



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD10 de ratón (neprilisina) para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante, validado en ratón. Herramienta clave para la investigación de neuropéptidos y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD10 mAb
Observaciones/Alias	Mme
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4311
GeneID	17380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 del CD10 de ratón (NP_032630.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61391
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo