

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd10 De Ratón (Mme) Para Citometría De Flujo - Q61391

Número de artículo: CM0004322



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD10 de ratón (nepilisina, Mme). Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para el estudio de la degradación de neuropéptidos y la expresión de marcadores de superficie celular en modelos murinos - Q61391

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD10 de ratón
Observaciones/Alias	Mme
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4311
GeneID	17380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 del CD10 de ratón (NP_032630.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61391
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo