

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd10 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q61391

Número de artículo: CM0005220

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD10 de ratón (neprisilina) para citometría de flujo. Validado en muestras de ratón, reconoce una metaloproteasa de superficie celular de 86 kDa implicada en la degradación de péptidos opioides y FAN. Ideal para inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD10
Observaciones/Alias	Mme
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4311
GeneID (Ratón)	17380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 de CD10 de ratón (NP_032630.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61391
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo