

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd102 Para Citometría De Flujo - P35330

Número de artículo: CM0007926



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD102 (ICAM-2) de ratón, conjugado con para citometría de flujo. Reconoce el CD102 de ratón, una molécula de adhesión celular de 31kDa involucrada en las interacciones leucocito-endoteliales. Apto para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD102
Observaciones/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3384
GeneID (Ratón)	15896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-222 del CD102 de ratón (NP_034624.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35330
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo