

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd102 De Ratón Para Citometría De Flujo - P35330

Número de artículo: CM0006084



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD102 de ratón (Icam-2) para citometría de flujo (FC). Reactivo con muestras de ratón; ideal para el estudio de la adhesión leucocitaria, la vigilancia inmunológica y las interacciones de células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD102 de ratón
Observaciones/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3384
GeneID	15896
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-222 de CD102 de ratón (NP_034624.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35330
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo