

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd103 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q60677

Número de artículo: CM0010016

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD103 de ratón (integrina alfa-E). Validado para citometría de flujo; reacciona con ratón. Útil para el estudio de la adhesión entre linfocitos y células epiteliales. Peso molecular aproximado de 129 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD103 de ratón
Observaciones/alias	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3682
GeneID	16407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-385 de CD103 de ratón (NP_032425.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60677
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo