

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd105/Endogлина De Ratón Para Fc - Q63961

Número de artículo: CM0011954

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD105/Endogлина de ratón. Adecuado para citometría de flujo. Permite el estudio de la angiogénesis, la señalización de TGF-beta/BMP y la biología vascular. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD105/Endogлина de ratón
Observaciones/Alias	Endo; CD105; S-endogлина
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	2022
ID del Gen	13805
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q63961
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo