

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd105/Endoglina De Ratón Para Citometría De Flujo - Q63961

Número de artículo: CM0011424

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD105/Endoglina de ratón. Validado para citometría de flujo y reactividad en ratón. 70 kDa. Adecuado para investigaciones sobre angiogénesis, biología vascular y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD105/Endoglina de ratón
Observaciones/Alias	Endo; CD105; S-endoglina
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	2022
ID del gen (ratón)	13805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-581 de CD105 de ratón (NP_031958.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q63961
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo