

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd105/Endoglina Para Citometría De Flujo - Q63961

Número de artículo: CM0005422

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD105/Endoglina de ratón (Q63961). Inmunógeno recombinante para mayor especificidad. Ideal para investigación en angiogénesis y biología vascular mediante citometría de flujo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD105/Endoglina                                                                          |
| Observaciones/Alias | Endo; CD105; S-endoglina                                                                                                            |
| Especie             | Ratón                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 2022                                                                                                                                |
| GeneID              | 13805                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-581 de CD105 de ratón (NP_031958.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | FC (Citometría de flujo)                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                               |
| SWISS               | Q63961                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 70kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |