

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd112/Nectina-2 De Ratón Para Citometría De Flujo - P32507

Número de artículo: CM0008884



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD112/Nectina-2 de ratón conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al modulador de células T y proteína de adhesión nectina-2; adecuado para muestras de ratón en investigaciones sobre regulación inmunitaria y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD112/Nectina-2 de ratón
Observaciones/Alíase	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectina-2
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	5819
ID del gen	19294
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-345 de CD112/Nectina-2 de ratón (NP_033016.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P32507
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo