

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd117/C-Kit Para Citometría De Flujo - P05532

Número de artículo: CM0009637



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD117/c-Kit conjugado con , validado para citometría de flujo. Reacciona específicamente con el CD117 de ratón, ideal para la investigación de células madre hematopoyéticas, células cebadas y melanogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón CD117/c-Kit
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3815
ID de Gen	16590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 del CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Envío	Bolsa de hielo