

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd117/C-Kit De Ratón Para Citometría De Flujo - P05532

Número de artículo: CM0005778



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD117/c-Kit de ratón (SWISS: P05532). Adecuado para citometría de flujo (FC), reconoce el receptor de 22/108/109 kDa. Ideal para investigación de células madre y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD117/c-Kit
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3815
ID de gen	16590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 de CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso de la proteína	22kDa/108kDa/109kDa
Envío	Bolsa de hielo