

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd119/Receptor 1 De Ifn-Gamma De Ratón - P15261

Número de artículo: CM0011718

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD119 de ratón (receptor 1 de IFN-gamma). Adecuado para citometría de flujo para caracterizar la señalización del interferón gamma en células inmunitarias. Específico para ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD119/receptor 1 de IFN-gamma de ratón
Observaciones/Sinónimos	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3459
GeneID	15979
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-250 del receptor 1 de CD119/IFN-gamma de ratón (NP_034641.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15261
Peso molecular de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo