

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11A De Ratón Para Citometría De Flujo - P24063

Número de artículo: CM0010675

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD11a de ratón (Integrina alfa-L). Ideal para citometría de flujo (CF). Apto para estudios de adhesión leucocitaria y aplicaciones de investigación en células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD11a
Notas/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	3683
ID gen	16408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-340 de CD11a de ratón (NP_001240801.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24063
Peso molecular de proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo