

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd11A Para Citometría De Flujo - P24063

Número de artículo: CM0007736

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con reconoce específicamente el CD11a de ratón (cadena alfa de LFA-1), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para inmunofenotipado y estudios de adhesión de leucocitos en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD11a
Observaciones/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3683
GeneID (Ratón)	16408
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P24063
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo