


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd11B Para Fc - P05555

Número de artículo: CM0012320



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD11b (Integrina alfa-M) de ratón. Adecuado para citometría de flujo (FC). Reacciona con ratón. Ideal para estudiar la adhesión leucocitaria, la función del receptor del complemento y la neuroinflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. monoclonal conejo anti-ratón CD11b
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo