


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd11B Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0008400



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD11b de ratón (Integrina alfa-M, P05555) para citometría de flujo (FC). Validado en muestras de ratón; ideal para estudiar la adhesión de leucocitos, la función del receptor del complemento y la fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD11b
Observaciones/Alias	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3684
ID de gen	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo