


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11B De Ratón Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0008731



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la CD11b de ratón (Integrina alfa-M, CR3, MAC-1). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Inmunógeno de proteína recombinante (aa 143-337). Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de monocitos/macrófagos y microglía. UniProt P05555.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD11b de ratón
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GenelD	16409
GenelD (Humano)	3684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 de la CD11b de ratón (NP_032427.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso de la proteína	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo