


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd11B () Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0004595



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD11b de ratón (integrina alfa-M), validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la adhesión de leucocitos, fagocitosis y la función del receptor del complemento en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD11b
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 de CD11b de ratón (NP_032427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso de la proteína	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo