

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd123 De Ratón Para Fc - P26952

Número de artículo: CM0009282

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD123 de ratón (receptor alfa de IL-3), validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para detectar células progenitoras hematopoyéticas de ratón y para estudios de señalización de IL-3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD123 de ratón
Observaciones/Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3563
ID del gen	16188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-331 de CD123 de ratón (NP_032395.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P26952
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo