

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd124/Il-4Ra Para Fc - P16382

Número de artículo: CM0011653

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD124/IL-4Rα conjugado con , diseñado para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular del receptor de IL-4 de ratón, permitiendo estudios de las vías de señalización de IL-4/IL-13.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD124/IL-4Ra
Observaciones/Alias	Il4r; CD124
Especie	Ratón
ID del Gen (humano)	3566
ID del Gen	16190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-233 del CD124/IL-4Ra de ratón (NP_001008700.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P16382
Peso Molecular de la Proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo