

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd124/Il-4Ra Para Fc - P16382

Número de artículo: CM0010156

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD124/IL-4Rα de ratón para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular (aa 26-233), validado para muestras de ratón. Ideal para estudiar la señalización de IL-4/IL-13 en investigaciones de alergia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD124/IL-4Ra
Observaciones/Alias	Il4r; CD124
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3566
GeneID	16190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-233 del CD124/IL-4Ra de ratón (NP_001008700.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16382
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo