

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd126/Cadena IL-6Rα - P22272

Número de artículo: CM0009918

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra IL-6Rα (CD126) de ratón, conjugado con para citometría de flujo. Detecta IL-6Rα nativa, compatible con estudios de inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD126/cadena IL-6Rα
Observaciones/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alfa
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3570
ID del Gen (Ratón)	16194
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-357 de la cadena CD126/IL-6Rα de ratón (NP_034689.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P22272
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo