

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd126/Cadena Il-6Rα De Ratón Para Fc - P22272

Número de artículo: CM0005512

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el receptor de IL-6 alfa de ratón (CD126/IL-6Rα). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de la señalización de IL-6, la respuesta inmunitaria y enfermedades inflamatorias. UniProt: P22272.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD126/cadena IL-6Rα de ratón
Observaciones/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alfa
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3570
GeneID (ratón)	16194
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-357 de la cadena CD126/IL-6Rα de ratón (NP_034689.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P22272
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo