

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd126/Cadena Il-6Rα De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P22272

Número de artículo: CM0009141

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el receptor alfa de interleucina-6 (IL-6Rα)/CD126 de ratón para citometría de flujo. Detecta tanto las formas unidas a membrana como solubles, ideal para estudios de respuesta inmune e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD126/cadena IL-6Rα de ratón
Observaciones/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alfa
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3570
GeneID	16194
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-357 de la cadena CD126/IL-6Rα de ratón (NP_034689.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P22272
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo