

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/IL-7R α De Ratón Para Fc - P16872

Número de artículo: CM0009366



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD127/IL-7R α de ratón, validado para citometría de flujo. Específico para ratón, con un peso molecular previsto de 51 kDa. Adecuado para investigaciones sobre inmunología y receptores de citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7R α de ratón
Observaciones/Alias	CD127; IL-7R α
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3575
ID del gen (ratón)	16197
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7R α de ratón (NP_612564.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo