

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/Il-7Rα De Ratón Para Citometría De Flujo - P16872

Número de artículo: CM0010831



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra CD127/IL-7Rα de ratón, adecuado para citometría de flujo. Ideal para investigar la señalización del receptor de la interleucina-7 y TSLP en el bazo, el timo y el desarrollo de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7Rα de ratón
Observaciones/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3575
ID del gen (ratón)	16197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7Rα de ratón (NP_612564.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso molecular	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo