

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/IL-7R α De Ratón Para Citometría De Flujo - P16872

Número de artículo: CM0008681



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD127/IL-7R α de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización de IL-7/TSLP en el bazo, el timo y el hígado fetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7R α de ratón
Observaciones/alias	CD127; IL-7Ralpha
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3575
ID del gen (ratón)	16197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7R α de ratón (NP_612564.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso molecular de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo