


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd130/Gp130 Para Citometría De Flujo - Q00560

Número de artículo: CM0006259



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al dominio extracelular del CD130/gp130 (IL6ST) de ratón. Validado para citometría de flujo, reactivo con muestras de ratón. Ideal para investigación de señalización inmune, ósea y neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD130/gp130
Observaciones/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3572
ID de gen (Ratón)	16195
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-617 del CD130/gp130 de ratón (NP_034690.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00560
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo