

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Syndecano-1 De Ratón Para Citometría De Flujo - P18828

Número de artículo: CM0006143

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD138/Syndecano-1 de ratón para aplicaciones de citometría de flujo. Validado para estudios de biogénesis de exosomas e interacciones con la matriz. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD138/Syndecano-1 de ratón
Observaciones/Alias	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	6382
ID del gen (Ratón)	20969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-255 de CD138/Syndecano-1 de ratón (NP_035649.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18828
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo