

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd138/Syndecano-1 Para If-P Y Fc - P18828

Número de artículo: CM0012444

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD138/Syndecano-1 conjugado con validado para inmunofluorescencia (IF-P) y citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de biogénesis de exosomas, adhesión celular y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD138/Syndecano-1
Observaciones/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6382
GeneID	20969
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-255 de CD138/Syndecano-1 de ratón (NP_035649.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18828
Peso molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo