


Conejo Anti-Ratón Cd14 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - P10810

Número de artículo: CM0010592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con anti-CD14 de ratón, validado para citometría de flujo. El CD14 de ratón es un correceptor clave de la inmunidad innata para LPS y lipopépticos bacterianos. Ideal para inmunofenotipificación de subconjuntos de macrófagos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD14 mAb
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	929
GeneID (Ratón)	12475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-345 del CD14 de ratón (NP_033971.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10810
Peso Proteico	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo