


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd14 Para Fc - P10810

Número de artículo: CM0010270



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD14 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Se dirige al antígeno de diferenciación de monocitos de 39 kDa, un correceptor para lipopolisacáridos bacterianos (LPS) y mediador de la respuesta inmune innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD14
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	929
GeneID	12475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-345 del CD14 de ratón (NP_033971.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10810
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo