


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd140B/Pdgfr Beta Para Fc - P05622

Número de artículo: CM0009106



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al receptor CD140b/PDGFR beta de ratón. Validado para aplicaciones de citometría de flujo, reactivo específicamente con ratón. Peso molecular predicho 123 kDa. Ideal para estudios de la señalización de PDGF en el desarrollo, la angiogénesis y la fibrosis renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón CD140b/PDGFR beta
Observaciones/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5159
GeneID (Ratón)	18596
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 32-530 del CD140b/PDGFR beta de ratón, NP_032835.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05622
Peso de la Proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo