

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd140B/Pdgfr Beta Para Citometría De Flujo - P05622

Número de artículo: CM0009536



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD140b/PDGFR beta de ratón (P05622), validado para citometría de flujo. Ideal para investigación en biología vascular, pericitos y fibrosis renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD140b/PDGFR beta
Observaciones/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5159
GeneID	18596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-530 del CD140b/PDGFR beta de ratón (NP_032835.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05622
Peso Molecular de la Proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo