

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd144/Ve-Cadherina De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P55284

Número de artículo: CM0008033



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 647 dirigido contra CD144/VE-cadherina de ratón (SWISS P55284) para citometría de flujo. Permite detectar la cadherina endotelial vascular en la adhesión de células endoteliales, la organización de las uniones y la investigación de la biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD144/VE-cadherina de ratón conjugado con
Observaciones/alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Especie	Ratón
GeneID (humano)	1003
GeneID (ratón)	12562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 46-592 de la CD144/VE-cadherina de ratón (NP_033998.2).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P55284
Peso proteico	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo