

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd146 Para Fc - Q8R2Y2

Número de artículo: CM0010547

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado contra CD146 de ratón (MUC18/gicerin). Validado para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular (aa 24-563). Ideal para estudios de adhesión de melanoma y monocapa endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD146
Observaciones/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4162
GeneID	84004
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-563 del CD146 de ratón (NP_075548.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Y2
Peso proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo